
ACURA® electro アキュラエレクトロ電動ピペット

Acura® electro 926XS / 936 / 956 electronic pipettes

取扱説明書



ニッコー・ハンセン株式会社

目次

1. はじめに.....	- 4 -
2. ご使用上の注意	- 4 -
2.1 ピペットハンドリング	- 4 -
2.2 メンテナンスと滅菌処理	- 5 -
2.3 充電スタンド、バッテリー、充電器	- 5 -
3. 製品について	- 6 -
3.1 本体各部の名称 (Fig. 1)	- 7 -
3.2 スタートボタンの動作について (Fig. 2)	- 8 -
3.3 LCD ディスプレイについて	- 8 -
4. 本器の取り扱いについて	- 9 -
4.1 電源について	- 9 -
4.2 バッテリーの装着と交換方法 (Fig. 4)	- 9 -
4.3 充電器について (Fig. 7, Fig. 8)	- 9 -
4.4 充電について (Fig. 5, Fig. 6)	- 10 -
5. パラメーター設定	- 11 -
5.1 アキュラエレクトロの持ち方	- 11 -
5.2 パラメーターのフロー	- 11 -
5.3 表示方向の設定 (左利き、右利き表示切替)	- 12 -
5.4 分注モジュールの設定	- 13 -
5.5 ビープ音切替モード	- 15 -
6. 操作モード設定	- 16 -
6.1 フォワードピペッティングモード	- 16 -
6.1.1 フォワードピペッティングモードでの設定	- 16 -
6.1.2 フォワードピペッティングモードでの分注操作	- 17 -
6.2 リバースピペッティングモード	- 18 -
6.2.1 リバースピペッティングモードでの設定	- 18 -
6.2.2 リバースピペッティングモードでの分注操作	- 19 -
6.3 ステッパモード	- 20 -

6.3.1	ステッパモードでの設定	- 20 -
6.3.2	ステッパモードでの分注操作	- 21 -
6.4	ステッパモードでのパージ操作	- 22 -
6.4.1	ステッパモードでの操作中止	- 22 -
6.5	希釈モード	- 23 -
6.5.1	希釈モードの設定	- 23 -
6.5.2	希釈モードでの分注操作	- 24 -
6.5.3	希釈モードでの操作中止	- 25 -
6.6	タクティル(触知)モード	- 26 -
6.6.1	タクティルモードの設定	- 26 -
6.6.2	タクティルモードでの操作 — 溶液の測定	- 27 -
6.6.3	タクティルモードでの操作 — 滴点、ゲルローディング	- 28 -
6.6.4	タクティルモードでの操作中止	- 29 -
6.7	攪拌モード	- 30 -
6.8	ピペッティングサイクルカウンター	- 30 -
7.	オペレーション	- 31 -
7.1	分注スピードの3段階設定 (Fig. 2)	- 31 -
7.2	バッテリー残量レベルについて	- 31 -
7.3	パスツールピペットの使用について (Acura 936, 2mL と 5mL)	- 32 -
7.4	チップイジェクターの調節	- 32 -
7.5	分注モジュールの交換について	- 33 -
7.5.1	分注モジュールの取り外し方法 — 2uL から 2mL まで (Fig. 9, Fig. 9a)	- 33 -
7.5.2	分注モジュールの組立方法 — 2uL から 2mL まで (Fig. 9, Fig. 9a)	- 33 -
7.5.3	分注モジュール取り外し方法 — 5mL、10mL (Fig. 10)	- 34 -
7.5.4	分注モジュールの組み立て方法 — 5mL、10mL (Fig. 10)	- 34 -
7.5.5	分注モジュールの取り外し用法 — マルチチャンネル (Fig. 12)	- 35 -
7.5.6	分注モジュールの組み立て方法 — マルチチャンネル (Fig. 12)	- 35 -
8.	保守・メンテナンス	- 36 -
8.1	クリーニング	- 36 -
8.2	気密性(エアタイト)の部品交換	- 37 -
8.2.1	マイクロ分注モジュール(PTFE スリーブ) — 2uL から 20uL モデル	- 37 -
8.2.2	マイクロ分注モジュール(O リング、PTFE スリーブ) — 50uL から 100uL モデル	- 37 -
8.2.3	マイクロ分注モジュール(リップシール) — 200uL から 1000uL モデル	- 38 -

8.2.4	マクロ分注モジュール(Oリング) - 2mL から 10mL モデル	- 39 -
8.2.5	マルチチャンネル分注モジュール(パレル交換)	- 40 -
8.3	滅菌	- 41 -
9.	キャリブレーション	- 42 -
9.1	校正値の調節	- 42 -
9.2	校正点数について	- 42 -
9.3	校正方法について	- 43 -
9.3.1	校正モードと校正容量の設定について	- 43 -
9.3.2	校正値の調節について	- 44 -
10.	トラブルシューティング	- 45 -
10.1	エラーメッセージ	- 45 -
10.2	本器のリセット	- 46 -
10.2.1	エラーメッセージ1, 2, 3の時	- 46 -
10.2.2	エラーメッセージ4の時	- 46 -
10.2.3	その他のエラー、トラブルについて	- 47 -
11.	仕様	- 48 -
12.	アクセサリ	- 50 -
12.1	ピペット製品	- 50 -
12.2	交換用分注モジュール - アクセサリ	- 51 -
12.3	充電スタンド、充電器 - アクセサリ	- 51 -
13.	分注モジュールの分解図	- 52 -
13.1	アキュラエレクトロ 926XS シリーズ(短いシャフト)	- 52 -
13.2	アキュラエレクトロ 926 シリーズ(レギュラーシャフト)	- 53 -
13.3	アキュラエレクトロ 936 シリーズ	- 54 -
13.4	アキュラエレクトロ 956 シリーズ	- 55 -

1. はじめに

この度は本製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

アキュラエレクトロ電動ピペットは軽量設計のため、手の疲労を軽減し精密なリキッドハンドリングを実現します。マイクログリッドプロセスで制御されているので、長時間安定してご使用いただけます。

主な特長

- 人間工学に基づいた軽量設計のデザインで、手にしっかりと馴染みます
- 直感的に使用できる簡単な操作
- 左利き用、右利き用にディスプレイ表示の切り替えが可能
- 簡単にバッテリー交換ができすぐに使用できるので、作業の効率化を実現
- 下部分注モジュールは分解せずにオートクレーブ滅菌処理が可能
- 上部の制御ユニット1つで27種類の異なる容量の分注モジュールを装着可能
- JustipTMシステムにより、インジェクター位置を調節できるので、簡単確実にチップの着脱が可能

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後も、本書を大切に保管し、すぐに参照できるようにご配慮ください。

2. ご使用上の注意

初めて本器をご使用する前に、以下の事項を注意深くお読みください。本器の間違ったご使用によるトラブルには責任を負うことができません。ご注意ください。

2.1 ピペットハンドリング

- 危険な試薬や溶液の取り扱い、試薬取扱に関する規則や法令に順守して正しく取り扱ってください。
- ご使用前には各部の動作、操作に不具合がないか確かめてください。
- ステッパモード、希釈モードやタクティルモードで、操作を中断させるには、「set/stop」キーを押しプランジャー動作を中断してください。
- 爆発の危険がある場所や火の気のある場所などでは、本器をご使用をしないでください。
- チップに溶液を充填した状態でアキュラエレクトロを充電用スタンドに立てかけないでください。
- 液体をピペット上部ハウジング内へ決して入れないでください。
- 下部分注モジュールの交換は、必ずバッテリーが装着された状態で実施してください。
- 動作温度範囲: 5 ~ 40°C
- 本器を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- 長時間のピペッティング作業は手の疲労と反復性負荷損傷につながります。十分注意してご使用ください。

2.2 メンテナンスと滅菌処理

- 分注モジュールの洗浄にアセトンなどの強力な有機溶剤の使用は避けてください。水やアルコールを使用して洗浄してください。
- 下部分注モジュールのみ 121℃ でのオートクレーブ滅菌処理が可能です。上部制御ユニットは絶対にオートクレーブ滅菌処理を実施しないでください。
- 上部制御ユニットや充電スタンドの内部には絶対に液体が入らないようにしてください。
- メンテナンス方法や分注モジュールの交換方法は、本取扱説明書でご確認した後、実施してください。
- 上部制御部の修理やメンテナンスに関しては、販売店様にご連絡ください。
- 交換バッテリー、チップ、スペアパーツなどはソコレックス社の純正部品をご使用ください。

2.3 充電スタンド、バッテリー、充電器

- 初めてご使用する前には必ずバッテリーをフル充電してからご使用ください。
- バッテリーの充電は、バッテリー単体もしくはピペットに装着した状態のどちらでも実施できます。
- バッテリーの耐久性向上のために、「low bat」(ローバッテリー状態)が表示しない場合は、充電を避けてください。
- ソコレックス社が供給する充電器以外のご使用は避けてください。
- 重量物や鋭いもので充電器の電気コードやプラグ部分にダメージを与えるのは避けてください。
- ピペット、バッテリー、充電スタンドや充電器を熱や液体がこぼれた部分に晒さないでください。
- 長期間の保管時には、本体からバッテリーを取り外してください。これによりバッテリーの無駄な使用を防ぐことができます。
- 使用したバッテリーや不良のバッテリーの廃棄に関しては、地方自治体の廃棄規則を順守してリサイクルしてください。
- 上記に記載した事項を守りご使用いただくとバッテリーの寿命がより長持ちします。


3. 製品について

アキュラエレクトロ電動ピペットはマイクロプロセッサで制御されたモーター駆動による空気置換式ピペットです。ハンドル付きのニッケル水素(NiMH)バッテリーにより長時間駆動、急速充電を実現します。バッテリーの交換は誰でも簡単にすぐ交換できます。アキュラエレクトロは容量別にマイクロピペット、マクロピペット、マルチチャンネルピペットに大別できます。

マイクロピペット	926XS シリーズは精密で再現性が高い 0.1 ~ 1000uL までの容量を分注できるピペット
マクロピペット	936 シリーズは 0.1 ~ 10mL までの容量を分注できるピペット
マルチチャンネルピペット	956 シリーズは 8 チャンネルと 12 チャンネルの 2 種類あり、0.5 ~ 350 uL までの容量を分注できるピペットです。

すべての下部分注モジュールは取り換え可能で、1つの上部制御ユニットですべての分注モジュールを取り付けてご使用いただけます。シングルチャンネルとマルチチャンネルピペットは Justip™ 機構によりイジェクター位置を調節可能なため、イジェクターとチップの距離を調節することができます。

- (A) アキュラエレクトロ電動ピペット
- (B) 3 本掛充電スタンド(320.903.48)
- (C) 充電器(900.901.48U)
- (D) 交換用バッテリー(900.920.48)
- (E) 充電状態確認用 LED
- (F) バッテリー専用充電スタンド(320.913.48)



3.1 本体各部の名称 (Fig. 1)

① スタートボタン	2段階にボタンを引き下げてコントロールします
② 3段階スピード切り替えスイッチ	スイッチをスライドさせ、3段階に分注スピードを変更できます
③ Mode キー	<ul style="list-style-type: none"> ● ピペッティングモードの選択 ● タクティルモード時の吸入 ● ディスプレイ表示切替選択 ● 初期校正(分注モジュール変更時に使用)
④ Set キー	選択を確定する場合や分注の中止時に使用
⑤ 選択キー(+と-)	「分注モジュールの選択」「校正」「容量設定」「左右表示切替」「サイクルカウンター」「攪拌モード」時に使用
⑥ LCD ディスプレイ	ディスプレイ詳細は「ディスプレイの項」を参照
⑦ イジェクターボタン	チップを取り外す時に使用
⑧ バッテリー	交換可能なハンドル付きバッテリー(900.920.48)
⑨ 制御部	ピペット上部本体
⑩ 分注モジュール	下部分注モジュール
⑪ Justip™ 機構	イジェクター位置を調節する機構
⑫ クリップ	
⑬ ノズルコーン	チップを装着する部分




Fig. 1

3.2 スタートボタンの動作について (Fig. 2)

スタートボタン(A)は、2段階の深さまで押し下げることができ
ます。押し加減で2種類の異なる動作を行います。

- ①まで押し下ると分注動作がスローになります。
- ②まで押し下げると分注スピード可変スイッチ(B)で選択し
た速度で分注を行います。



Fig. 2

3.3 LCD ディスプレイについて

① フォワードピペッティングモード	設定した容量だけ吸入、排出するモード。すべての用途に適した 操作モード
② タクティルピペッティングモード	吸入や排出中の溶液容量を測定するモード。設定した容量内で あればディスプレイを見ながら吸入量または排出量をスタートボ タンの押し加減で調節できます。
③ リバースピペッティングモード	多くの容量を吸入し、設定した容量だけ排出するモード。20uL 以 下の分注時の再現性を高めます。粘度溶液や発泡溶液の分注時 に役に立ちます。
④ 希釈モード	2,3 種類の異なった容量を吸入し、1 度に排出するモード。サンプ ルの希釈を簡単にできます。
⑤ ステッパモード	チップに液を補填し、段階的に連続分注するモードです。定量を 何度も連続分注するときに便利な機能。
⑥ 電池レベル	電池の残量を確認できます。
⑦ 吸入中表示・排出中表示	▶ チップに液を吸入するときに表示 ◀ チップから液を排出するときに表示
⑧ メイン画面	容量やメッセージを表示します
⑨ 容量単位	現在の容量単位を「mL」と「uL」で表示
⑩ 入力サイン	入力や確定を促す時に表示されます。




Fig. 3

4. 本器の取り扱いについて

4.1 電源について

本器には充電スタンドならびに充電器が標準付属されていません(ベーシックパッケージを除く)。本器の充電には、別途充電スタンドと充電器をご購入頂く必要があります。充電スタンドは最大3台までピペットの充電ならびに保管することができます。

オプションの充電器と充電スタンド

320.903.48	3 本掛充電スタンド 4.8V	ピペットにバッテリーを装填したまま充電可能
320.913.48	3 本掛バッテリー専用充電スタンド 4.8V	バッテリー専用の充電スタンド
900.901.48U	充電器	AC100-240V 50/60Hz


4.2 バッテリーの装着と交換方法 (Fig. 4)

エレクトロ用のバッテリーはニッケル水素 300mAh/4.8V を採用しています。約 1.5 時間以内でフル充電することができます。

(1) バッテリー装着

ピペット上部制御ユニットの背面にバッテリーを装着させます。(A)のようにバッテリー上部を差し込んで、しっかりフィットするように下部を差し込みます。ピペットは自動的にイニシャライズを開始します。設定している分注モジュールを入力すると、「RE-CAL」と表示し初期校正が始まります。

(注) 初めてご使用する前はバッテリーを充電してください。





(2) バッテリー交換方法

ハンドル部分をもって(B)のように本体から取り外します。バッテリー下部のロック部分を軽く押してから優しく持ち上げるように取り外してください。

(注) バッテリーを取り外してもピペットデータは保持します。

4.3 充電器について (Fig. 7, Fig. 8)



- 入力: 100-240, 50/60Hz
- 出力: 7.5 VDC
- 電源コード・プラグ付き



4.4 充電について(Fig. 5, Fig. 6)

アキュラエレクトロ電動ピペット用には、2種類の充電スタンドを用意しています。
用途に応じてスタンドをお選びください。

- 3本掛充電スタンド(320.903.48)
それぞれのポジションに充電状態を確認できるLEDが配置されたピペットごとかけられる充電スタンド。バッテリー単体の充電も可能で最大3個まで同時に充電・保管できます(Fig. 6)
- バッテリー専用(320.913.48)
最大3個までのバッテリーを同時に充電できるコンパクトな充電スタンド(Fig. 5)



バッテリーの充電は次の3つの異なる方法があります。

- ピペット本体にバッテリーを装着した状態での充電(Fig. 6)
- バッテリー単体で充電スタンドに掛けて充電(Fig. 6)
- バッテリー専用の充電スタンドを使用しての充電(Fig. 5)

バッテリー充電時には充電スタンドのLEDライトが「赤」で点灯します。LEDが「緑」に代わると充電の完了を意味します。ピペットは最小電気消費モードのスタンバイモードになります。2, 3回の充電、放電サイクルの後、バッテリーは最大容量を得ることができます。

バッテリー最大容量時には、3000回のフォワードピペッティングサイクルで連続使用できます。

(注) 10分間未使用の場合が続くと、電動ピペットは電源消費を抑えるために自動的にスタンバイモード(ディスプレイ非表示)に切り替わります。ピペットのスタートボタンを押すとピペットは再び起動します。

5. パラメーター設定

5.1 アキュラエレクトロの持ち方

アキュラエレクトロ電動ピペットは人間工学に基づいた手にフィットするデザインにため、手の疲れを軽減し、より長いピペッティングを行うことができます。人差し指の付け根から第一関節までの部分をピペット背部のバッテリーハンドル部分に絡めるようにして持ちます。そのようにすると、スタートボタン(1)やイジェクターボタン(7)を押しやすくなります。また、マルチチャンネルピペットの下記分注モジュールは回転する構造になっているため、分注したい位置に簡単に変更することができます。


5.2 パラメーターのフロー

電動ピペットに電池を装着すると通常は操作モードの選択画面になります。

「操作モード選択のフロー」

Mode キーを使って、使用したい操作モードをディスプレイに表示させます。


Set キーを押すとディスプレイに表示した操作モードで動作します。



「パラメーター選択のフロー」












操作モード選択画面(上述)や操作中でも、**Mode** キーを長押しするとパラメーター選択画面になります。

Mode キーを使用して設定したいパラメーターをディスプレイに表示させ、**Set** キーで確定します。



5.3 表示方向の設定(左利き、右利き表示切替)

アキュラエレクトロでは、右利き用や左利き用に読みやすいようにディスプレイの表示方向を切替できます。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のようにディスプレイが表示されます。	 >0.5 秒	
表示方向切替パラメーターを選択するために Set キーを押してください。		
+ と - キーを使用して右利き用の場合は「 RIGHT 」を左利き用の場合は「 LEFT 」をディスプレイに表示させてください。	 	
Set キーを押して選択を確定させてください。		
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のように操作モード選択画面に切り替わります。操作モード選択画面に表示される操作モードは前回選択していたものが表示されます。右図ではフォワードピッチングモードを選択していたことを意味します。	 >0.5 秒	

5.4 分注モジュールの設定

アキュラエレクトロでは下部分注モジュールを取り替えて異なる種類のピペットとして使用することができます。分注モジュールの設定では、現在装着されている分注モジュールをピペットに設定することを意味します。分注モジュール設定が完了するとピペットは自動的に初期校正を実施します。初期校正後は操作モード選択画面を表示します。

バッテリー交換時などでは、自動的に **MODULE** と表示します。また下記の方法で分注モジュール設定画面をいつでも任意に呼び出して設定することもできます。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のようにディスプレイが表示されます。	 >0.5 秒	
Mode キーをもう一度押してください。右図のように画面が切り替わります。		
Set キーを押して分注モジュールの設定に移動してください。右図は最後に設定した分注モジュールを表示します。		
+ キーを使用して本体に現在装着されている分注モジュール(注)をディスプレイに表示させてください。 (例) シングルチャンネルの短いシャフト長の 200 マイクロ分注モジュールを設定	 	
Set キーを押して選択を確定させてください。右図のように本器は自動的に初期校正を実施します。		
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のように操作モード選択画面に切り替わります。操作モード選択画面に表示される操作モードは前回選択していたものが表示されます。右図ではフォワードピペッティングモードを選択していたことを意味します。	 >0.5 秒	

※ X は短いシャフト長の分注モジュールを意味します。

※ 分注モジュールの設定では、必ず本体に装着しているモジュールを設定してください。誤った設定は、誤動作や故障の原因になります。

(注) 本器で選択できる分注モジュールの種類は以下の通りです。

ディスプレイ	説明	ディスプレイ	説明
2 uL	シングルチャネル 2uL	2 mL	シングルチャネル 2mL
X 2uL	シングルチャネル 2uL (短いシャフト)	5 mL	シングルチャネル 5mL
10 uL	シングルチャネル 10uL	10 mL	シングルチャネル 10mL
X 10 uL	シングルチャネル 10uL (短いシャフト)	8 X 10 uL	8チャンネル 10uL
10Y uL	シングルチャネル 10YuL	12 X 10 uL	12チャンネル 10uL
X 10Y uL	シングルチャネル 10YuL (短いシャフト)	8 X 50 uL	8チャンネル 50uL
20 uL	シングルチャネル 20uL	12 X 50 uL	12チャンネル 50uL
X 20 uL	シングルチャネル 20uL (短いシャフト)	8 X 200 uL	8チャンネル 200uL
50 uL	シングルチャネル 50uL	12 X 200 uL	12チャンネル 200uL
X 50 uL	シングルチャネル 50uL (短いシャフト)	8 X 350 uL	8チャンネル 350uL
100 uL	シングルチャネル 100uL	12 X 350 uL	12チャンネル 350uL
X 100 uL	シングルチャネル 100uL (短いシャフト)		
200 uL	シングルチャネル 200uL		
X 200 uL	シングルチャネル 200uL (短いシャフト)		
1000 uL	シングルチャネル 1000uL		
X 1000 uL	シングルチャネル 1000uL (短いシャフト)		

5.5 ビープ音切替モード

キー入力時のビープ音の切り替えを設定できます。










操作方法	キー	LCD ディスプレイ
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のようにディスプレイが表示されます。	 >0.5 秒	
Mode キーをもう一度押してください。右図のように画面が切り替わります。		
Mode キーを押してください。右図のようにビープ音切替モードがディスプレイ表示されます。		
Set キーを押してください。右図は現在のビープ音の設定を意味します。		
+ キーを使用してキー入力時に音を鳴らすか否かを設定してください。右図は音を消す設定を意味します。	 	
Set キーを押して選択を確定させてください。右図の消音設定に確定されたこと意味します。		
Mode キーを 0.5 秒以上長押ししてください。右図のように操作モード選択画面に切り替わります。操作モード選択画面に表示される操作モードは前回選択していたものが表示されます。右図ではフォワードピッチングモードを選択していたことを意味します。	 >0.5 秒	

6. 操作モード設定

6.1 フォワードピペッティングモード







フォワードピペッティングモードは、設定した容量を吸入し、設定した容量を排出します。全ての用途に適した操作モードです。

6.1.1 フォワードピペッティングモードでの設定

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作モードの設定 Mode キーを使用して、右図がディスプレイに表示されるように操作モードを選択してください。		
Set キーを押すとフォワードピペッティングモードが選択され、次に設定したい容量を右図のように聞いてきます。初めに表示される容量は、最後に設定した値が表示されます。		
容量の設定 +と-キーを使用して、設定したい容量を入力します。 (例) 400uL で設定	 	
設定した容量を確定するために Set キーを押してください。		

6.1.2 フォワードピペッティングモードでの分注操作

スタートボタンを第一段階まで優しく押すとゆっくりと分注動作します。スタートボタンを最後(2段階)まで押すと分注スピード可変スイッチで選択したスピードで分注動作を行います。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
吸入動作 スタートボタンを押すと ASP とディスプレイに表示され、チップ内に液が満たされます。排出完了になった時点で、矢印方向が逆(◀)に表示され、設定された容量が表示されます。		 
排出動作 スタートボタンを押すと DISP とディスプレイに表示され、チップ内の液が排出されます。排出が終わると設定された容量が表示され矢印方向が逆(▶)になり、吸入待ち状態となります。		 









※ スタートボタンを押し続けるとプランジャー位置は下のまま維持されます。スタートボタンをリリースするとプランジャーが上部に戻ります。

※ 排出時にはチップをリザーバーの内壁へ軽く触れるようにして排出してください。

6.2 リバースピペッティングモード







リバースピペッティングモードでは、設定された容量以上にサンプルを吸入します。そして設定された容量分だけ液を排出します。チップ内に残った液は **PURGE** 動作で排出します。本モードでは粘度のある溶液、発泡系溶液や揮発しやすい溶液での分注に使用いただけます。

6.2.1 リバースピペッティングモードでの設定

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作モードの設定 Mode キーを使用して、右図がディスプレイに表示されるように操作モードを選択してください。		
Set キーを押すとリバースピペッティングモードが選択され、次に設定したい容量を右図のように聞いてきます。初めに表示される容量は、最後に設定した値が表示されます。		
容量の設定 +と-キーを使用して、設定したい容量を入力します。 (例) 150uL で設定	 	
設定した容量を確定するために Set キーを押してください。		

6.2.2 リバースピペッティングモードでの分注操作

スタートボタンを第一段階まで優しく押すとゆっくりと分注動作します。スタートボタンを最後(2段階)まで押すと分注スピード可変スイッチで選択したスピードで分注動作を行います。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
吸入動作 スタートボタンを押すと ASP とディスプレイに表示され、チップ内に液が満たされます。排出完了になった時点で、矢印方向が逆(◀)に表示され、設定された容量が表示されます。		
排出動作 スタートボタンを押すと DISP とディスプレイに表示され、設定された容量だけチップ内の液が排出されます。		
残りの液を排出(PURGE) 排出が終わると PURGE と表示されます。スタートボタンをダブルクリックするとチップ内の残りの溶液が排出され、矢印方向が逆(▶)になり、吸入待ち状態となります。	 ダブルクリック	

※ **PURGE** 動作をスキップさせるには、排出後もスタートボタンを押し続けると自動的にパージを実行し、スタートボタンリリース後に吸入待ち状態になります。

※ 排出時にはチップをリザーバーの内壁へ軽く触れるようにして排出してください。

6.3 ステッパモード

ステッパモードでは、1回の吸入動作で、段階的に定量を連続分注するモードです。排出量と排出回数を設定し、設定された回数分まで何度も排出を繰り返して分注していきます。

6.3.1 ステッパモードでの設定

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作モードの設定 Mode キーを使用して、右図がディスプレイに表示されるように操作モードを選択してください。	MODE	STEP ?
Set キーを押すとステッパモードが選択され、次に設定したい容量を右図のように聞いてきます。初めに表示される容量は、最後に設定した値が表示されます。	SET	1000? STEP μl
排出容量の設定 +と-キーを使用して、設定したい容量を入力します。 (例) 50μL で設定	+ -	50? STEP μl
容量を設定すると Set キーを押して確定してください。次に排出回数が表示されます。表示される排出回数は設定した容量での最大の排出回数を自動で表示します。	SET	20 STEP ?
排出回数の設定 +と-キーを使用して、設定したい回数を入力します。 (例) 15 回で設定	+ -	15 STEP ?
設定した回数を確定するために Set キーを押してください。設定した容量と回数が表示されます。吸入待ち状態になり、矢印(▶)が表示されます。	SET	▶ 15 50 STEP μl

※ モデル別の最大分注回数について

Acura® electro 926 XS

Volume range μL	Maximum numbers of aliquots
0.1 – 2	20 x 0.1 μL
0.5 – 10 or Y	20 x 0.5 μL
1 – 20	20 x 1 μL
2.5 – 50	20 x 2.5 μL
5 – 100	20 x 5 μL
10 – 200	20 x 10 μL
50 – 1000	20 x 50 μL

Acura® electro 956 (8 - 12 channels)







Volume range μL	Maximum numbers of aliquots
0.5 – 10	20 x 0.5 μL
2.5 – 50	20 x 2.5 μL
10 – 200	20 x 10 μL
20 – 350	18 x 20 μL

Acura® electro 936

Volume range mL	Maximum numbers of aliquots
0.1 – 2	20 x 0.1 mL
0.25 – 5	20 x 0.25 mL
0.5 – 10	20 x 0.5 mL






6.3.2 ステッパーモードでの分注操作

スタートボタンを第一段階まで優しく押すとゆっくりと分注動作します。スタートボタンを最後(2段階)まで押すと分注スピード可変スイッチで選択したスピードで分注動作を行います。






操作方法	キー	LCD ディスプレイ
吸入動作 スタートボタンを押すと ASP とディスプレイに表示され、チップ内に液が満たされます。排出完了になった時点で、矢印方向が逆(◀)に表示され、設定された容量が表示されます。 (例) 15 回、50uL で排出		
排出動作1 スタートボタンを押すと DISP とディスプレイに表示され、設定された容量だけチップ内の液が排出されます。 排出するごとに残りの排出回数が減算されます。		
排出動作2 最後の排出が終わると、次の画面の PURGE が表示されます。		

※ 排出時にはチップをリザーバーの内壁へ軽く触れるようにして排出してください。

6.4 ステッパーモードでのパージ操作

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
現在のディスプレイ ステッパー動作での分注後に表示。 連続して吸入をするか、残りの液をチップから排出する (PURGE)するかを選択できます。		
連続してチップに吸入する場合 スタートボタンをクリックしてください。チップ内に決めら れた容量が吸入され、排出準備ができた時点で、排出 回数と排出容量が表示されます。		
残りの液を排出する場合 スタートボタンをダブルクリックし、チップ内の液をブロ ーアウト(すべて排出)させます。その後、吸入待ち画面 に移ります。	 ダブルクリック	




















6.4.1 ステッパーモードでの操作中止

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
現在のディスプレイ (例) 15 回、50uL で排出		
操作中止要求 Set キーを押すと PURGE と表示され、分注が中止され ます。		
残りの液を排出 スタートボタンをダブルクリックし、チップ内の液をブロ ーアウトさせます。その後、吸入待ち画面に移ります。	 ダブルクリック	

6.5 希釈モード



希釈モードでは、最大 3 種類の異なる液体をチップに吸入(空気の層で分離)することができます。その後、1 回でチップ内の液を排出します。

6.5.1 希釈モードの設定

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作モードの設定 Mode キーを使用して、右図がディスプレイに表示されるように操作モードを選択してください。		
Set キーを押すと希釈モードが選択され、次に 1 回目の吸入容量の設定を右図のように聞いてきます。		
1 回目の吸入容量設定 + と - キーを使用して、設定したい容量を入力します。 (例) 250uL で設定	 	
1 回目の設定した容量を確定するために Set キーを押します。次に 2 回目に設定したい容量を聞いてきます。		
2 回目の吸入容量設定 + と - キーを使用して、設定したい容量を入力します。 (例) 100uL で設定	 	
2 回目の設定した容量を確定するために Set キーを押します。次に 3 回目に設定したい容量を聞いてきます。		
3 回目の吸入容量設定(オプション) + と - キーを使用して、設定したい容量を入力します。 2 種類だけの吸入の場合は、3 回目は 0 で入力します。 (例) 50uL で設定	 	
3 回目に設定した容量を確定するために Set キーを押してください。1 回目の吸入待ち状態になり矢印(▶)のように表示されます。		

6.5.2 希釈モードでの分注操作

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
1 回目の吸入動作 スタートボタンを押すと ASP とディスプレイに表示され、チップ内に 1 回目に設定された容量の液が満たされます。その後、 AIR と表示されます。		 
空気層の形成 AIR と表示されている状態でチップを液内から外し、空气中に保持した状態でスタートボタンを押してください。 ASP と表示され空気層が形成され、2 回目の吸入待ちになります。		 
2 回目の吸入動作 スタートボタンを押すと ASP とディスプレイに表示され、チップ内に 2 回目に設定された容量の液が満たされます。その後、 AIR と表示されます。		 
空気層の形成 AIR と表示されている状態でチップを液内から外し、空气中に保持した状態でスタートボタンを押してください。 ASP と表示され空気層が形成され、3 回目の吸入待ちになります。		 
3 回目の吸入動作(設定した場合) スタートボタンを押すと ASP と表示され 3 回目に設定された容量分を吸入します。その後、矢印(◀)が逆になり、排出指示待ちになります。 (次頁へ続く)		 

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
排出動作 スタートボタンを押すと DISP とディスプレイに表示され、チップ内の溶液をすべて排出します。その後、吸入待ち状態になります。		

※ 排出時にはチップをリザーバーの内壁へ軽く触れるようにして排出してください。








6.5.3 希釈モードでの操作中止

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
現在のディスプレイ (例) 2 回目の 100uL を吸入		
操作中止要求 Set キーを押すと PURGE と表示され、分注が中止されます。		
残りの液を排出 スタートボタンをダブルクリックし、チップ内の液をブローアウトさせます。 その後、吸入待ち画面に移ります。	 ダブルクリック	

6.6 タクティル(触知)モード








タクティルモードでは、吸入や排出中の溶液容量を測定するためのモードです。設定された容量内であれば、ディスプレイを見ながら吸入量または排出量をスタートボタンの押し加減で自由に調節できます。このモードはゲルローディングや滴点用途や溶液の測定に便利です。

6.6.1 タクティルモードの設定

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作モードの設定 Mode キーを使用して、右図がディスプレイに表示されるように操作モードを選択してください。		
Set キーを押すとタクティルモードが選択され、次に設定したい容量を右図のように聞いてきます。初めに表示される容量は、最後に設定した値が表示されます。		
最大容量の設定 +と-キーを使用して、設定したい最大容量を入力します。 (例) 400uL で設定	 	
設定した容量を確定するために Set キーを押してください。		









6.6.2 タクティルモードでの操作 — 溶液の測定

スタートボタンを優しく第1段階の位置で押しつづけると、ディスプレイに吸入量を表示しながら吸入を続けます。スタートボタンを離すと吸入をストップします。またスタートボタンを第1段階の位置で押すと吸入量を測定しながら吸入を開始します。排出時には **Mode** キーで排出に切り替えて吸入した容量を一度に排出します。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
吸入動作 スタートボタンの第1段階の位置まで優しく押しつづけると吸入量を表示しながら吸入を続けます。吸入できる最大容量は、タクティルモードの設定で設定した容量までです。スタートボタンを離すと吸入をストップします。もう一度スタートボタンを第1段階まで押すと測定しながらの吸入を開始します。	 第1段階	 ディスプレイ: 0 ~ 400 ボタンをリリース: ストップ 第一段階まで押す: 吸入
排出動作 Mode キーを押すと矢印(◀)に反転し、排出モードに切り替わります。	 MODE	
スタートボタンを第2段階まで押し下げると、チップに満たされた液が排出されます。 その後、吸入モードで待機します。	 第2段階	 

6.6.3 タクティルモードでの操作 — 滴点、ゲルローディング

設定した容量分チップに吸入し、スタートボタンを第1段階まで優しく押すことによって、測定しながらゆっくりと排出するモードです。スタートボタンを離すと排出を中止します。再度、第1段階まで押すとディスプレイに表示しながら排出を続けます。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
吸入動作 スタートボタンの第2段階の位置まで押すと吸入を始め設定した容量分をチップに充填します。 その後排出指示待ちで待機します。	 第2段階	
排出動作 スタートボタンの第1段階の位置まで優しく押しつづけると排出量を表示しながら排出を続けます。排出できる最大容量は、タクティルモードの設定で設定した容量までです。スタートボタンを離すと排出をストップします。もう一度スタートボタンを第1段階まで押すと測定しながらの排出を開始します。	 第1段階	 ディスプレイ:400~0 ボタンをリリース:ストップ 第一段階まで押す:排出
排出終了 Set キーを押してください。 PURGE とディスプレイに表示されます。		
残りの液を排出(PURGE) スタートボタンをダブルクリックし、チップ内の液をブローアウトさせます。 その後、吸入待ち画面に移ります。	 ダブルクリック	




※ 排出時にはチップをリザーバーの内壁へ軽く触れるようにして排出してください。

6.6.4 タクティルモードでの操作中止

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
操作中止要求 Set キーを押してください。 PURGE とディスプレイに表示されます。		
残りの液を排出(PURGE) スタートボタンをダブルクリックし、チップ内の液をブローアウトさせます。 その後、吸入待ち画面に移ります。	 ダブルクリック	 


6.7 攪拌モード

タクティルモードを除く、その他すべてのモードで使用可能です。設定された容量内での吸入、排出動作を繰り返し行い、上下に液を振とうして攪拌するモードです。分注が終わっている状態やパージ処理が終了した状態でのみ使用可能です。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
攪拌開始 ーキーを1回押してください。攪拌を1回実施します。1回の攪拌で3回の吸入/排出動作を行っています。		
連続攪拌 ーキーを押し続けると押している間、連続的に攪拌を実施します。	 連続押す	
分注モードに戻る ーキーを離すと攪拌が終了し、最後に使用していた操作モードに戻ります。		

6.8 ピペッティングサイクルカウンター


最後にゼロリセットしてからの分注回数をピペッティングサイクルカウンターとして記録します。連続吸入や排出は1サイクルとしてカウントされます。

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
サイクルカウンター表示 +キーを2回押してください。ゼロリセットしてからのピペッティングサイクル回数をディスプレイに表示します。		
カウンターリセット +キーを1秒以上押し続けてください。カウンターがリセットされます。	 >1 秒	
分注モードに戻る +キーを離すと最後に使用していた操作モードに戻ります。		

7. オペレーション

7.1 分注スピードの3段階設定 (Fig. 2)

アキュラエレクトロの分注スピードは3段階で切替可能です。右図の B の部分にあるスライド式スイッチを左から右へ(遅い→早い)または右から左へ(早い→遅い)スライドするだけです。このスピードスイッチと独立した構造として、スタートボタンを優しく第1段階まで押すといつでも遅いスピードで吸入や排出することが可能です。しかし、タクティルモードの時だけ分注スピードを変更することはできません。



7.2 バッテリー残量レベルについて

LCD 上に追加されたバッテリー残量メーターにより、急にバッテリーがなくなり使えなくなるという事態を避けることができるようになりました。バッテリー充電や取付方法は、「4. 本器の取り扱いについて」をご参照ください。

LCD ディスプレイ	状態	説明
	フル充電状態	
	バッテリーを少し消費	
	ローバッテリー	ピペッティング動作終了時に充電もしくはバッテリーを交換してください。
	バッテリーが空	バッテリーがほとんど空の状態です。すぐに充電もしくはバッテリー交換してください。

※ 1, 2 個の予備バッテリーを常備していることをお勧めします。

7.3 パスツールピペットの使用について (Acura 936, 2mL と 5mL)

アキュラエレクトロのマクロピペット936の2ミリと5ミリのピペットにはガラスパスツールピペットを装着するためのパスツールピペットアダプタをオプションとしてご用意しています。ガラスパスツールピペットはPP製チップではハンドリングできない強力な溶剤の分注に大変便利です。パスツールピペットアダプタ用に2ミリのガラスパスツールピペット (外径: $\Phi 6.5 \sim 7.2\text{mm}$) もオプションとして用意しています。

型番	商品名	適合ピペット
1.835.631	2ミリ用パスツールピペットアダプタ	Acura 936.02
1.836.633	5ミリ用パスツールピペットアダプタ	Acura 936.05
313.02	2ミリガラスパスツールピペット	250 本入り

少し O リングにグリースを塗るとガラスパスツールピペットとの気密性が良くなります。



※ 2mL 以上の容量に設定して分注しないでください。

7.4 チップイジェクターの調節

アキュラエレクトロ電動ピペットにも Justip™ システムを採用しているので、チップとイジェクターの距離を $\pm 2\text{mm}$ の単位で調節し、最適なイジェクター位置に設定することができます。

イジェクタースクリューを回転させて、チップとイジェクターの距離を 0.5mm 位に調節してください。クリックストップ構造のため、不必要な回転を防止します。

※ マルチチャンネル用のイジェクターはなだらかな山型のため、順番にチップが取り外しされるように考慮されています。



7.5 分注モジュールの交換について

アキュラエレクトロでは、1つの制御ユニットに27種類の下部分注モジュールを交換して取り付けることができます。分注モジュールの取り外し方は以下の記述をご参考に実施してください。尚、分注モジュールを取り付けた後は、必ず「5.4 分注モジュールの設定」を実施し、制御ユニットに接続されている分注モジュールの登録を行ってください。

7.5.1 分注モジュールの取り外し方法 — 2uL から 2mL まで (Fig. 9, Fig. 9a)

- (1) イジェクターボタンを押し下げてください①。
- (2) チップイジェクターを半分ほど左に回し、ロック部分を外してください。そしてチップイジェクターを引き抜いてください②。
- (3) パレルを緩めて外してください③。
- (4) プランジャーを引き抜いてください④。

(注) 分注モジュールを保管する場合、プランジャー、パレル、イジェクターを組み立てた状態で上部にキャップ (型番: 825.691、別売り) を付けて保管してください。


7.5.2 分注モジュールの組立方法 — 2uL から 2mL まで (Fig. 9, Fig. 9a)

分注モジュールキャップ (型番: 825.691) を取り外し、プランジャーを抜き取ってください。

- (1) 人差し指と親指でプランジャーを持ち、上部制御ユニットにプランジャーをカチッというまで差し込んでください。これで制御ユニットにプランジャーがしっかりと固定されます⑤。

(注) 分注モジュールを組み立てる前に、プランジャーをしっかりと制御ユニットに固定してください。

- (2) パレルを回してしっかりと固定してください③。
- (3) チップイジェクターを下から上方向に差し込みます。②
- (4) イジェクターボタンを押し下げ①、チップイジェクターと制御ユニットを固定します。その際、チップイジェクターを半分ほど右に回してロックしてください②。その後、イジェクターボタンを離します。



7.5.3 分注モジュール取り外し方法 — 5mL、10mL (Fig. 10)

- (1) イジェクターナットを少し回転させイジェクターキャップからナットを取り外してください①。
 - (2) バレル部分を緩めた後、優しくプランジャーごと引き抜いてください②。
 - (3) イジェクターボタンを押し下げてください③。
 - (4) イジェクターキャップを左に回転させ、制御ユニットからイジェクターキャップを取り外してください④。
- (注) 分注モジュールを保管する場合、イジェクターナットとキャップを組み立てた状態で上部にキャップ(型番: 825.691、別売り)を付けて保管してください。

7.5.4 分注モジュールの組み立て方法 — 5mL、10mL (Fig.10)

分注モジュールキャップ(型番: 825.691)を取り外してください。

- (1) プランジャー部分を引き出し⑥、プランジャーにある小さな穴にロッドを入れて⑤ください。
- (2) プランジャー部分を制御ユニットにカチッというまで押し入れてください⑥。制御ユニットと分注モジュールが固定されているか確認してください。
- (3) バレル部分を持ち、回してバレル部分と制御ユニットを固定してください②。
- (4) イジェクターボタンを押し下げ③、イジェクターキャップを右半分回転させ制御ユニットのロック部分にイジェクターキャップを固定してください④。その後イジェクターボタンを離してください。
- (5) イジェクターナットとイジェクターキャップを固定してください①。




Fig. 10

(注意) 分注モジュールを制御ユニットに取り付けるときは、必ずバッテリーが付いた状態で行ってください。

分注モジュールを組み立てた後、「5.4 分注モジュールの設定」を必ず行い、初期校正を実施してください。

新しい分注モジュールを初めてご使用いただく場合、「キャリブレーション」の章を参考にピペットの校正を実施、または精度を確認してください。

7.5.5 分注モジュールの取り外し用法 – マルチチャンネル (Fig. 12)

- (1) イジェクターボタンを押し下げてください①。
- (2) イジェクターナットを左側に回した後、押し下げて制御ユニットからロックを外してください②。
- (3) 分注モジュール部分をしっかり持ち、ケーシングをゆっくりまわして分注モジュールと制御ユニットの固定を緩めてください③。
- (4) プランジャーロッドを制御ユニットから引き抜いてください④。

(注) 分注モジュールを保管する場合、キャップ(型番: 825.691、別売り)を付けて保管してください。

7.5.6 分注モジュールの組み立て方法 – マルチチャンネル (Fig. 12)

分注モジュールキャップ(型番: 825.691)を取り外してください。

- (1) プランジャー部分を引き出し⑥、プランジャーにある小さな穴にロッドを入れて⑤ください。
- (2) プランジャー部分を制御ユニットにカチッというまで押し入れてください⑥。制御ユニットと分注モジュールが固定されているか確認してください。
- (3) イジェクターリングの位置を調節しながら分注モジュールをゆっくりと回転させ⑧、分注モジュールと制御ユニットを固定します。
- (4) イジェクターボタンを押し下げ①、イジェクターナットと制御ユニットをロックします⑦。その後イジェクターボタンを離してください。




Fig. 12

(注意) 分注モジュールを制御ユニットに取り付けるときは、必ずバッテリーが付いた状態で行ってください。

分注モジュールを組み立てた後、「5.4 分注モジュールの設定」を必ず行い、初期校正を実施してください。

新しい分注モジュールを初めてご使用いただく場合、「キャリブレーション」の章を参考にピペットの校正を実施、または精度を確認してください。

8. 保守・メンテナンス

アキュラエレクトロ電動ピペットは、必要最小限のメンテナンスで、長期間安定した操作が可能のように設計されています。しかし定期的なクリーニングや 1 年に 1 回の性能確認を行うことを推奨しています。

メンテナンスの際の消耗品、交換部品、あるいは修理点検に関してはお問い合わせいただきました販売店にご相談ください。

8.1 クリーニング

- 制御部の外側部分やバッテリーハンドルや充電スタンドは湿った布でぬぐって洗浄してください。
- 分注モジュールは、オペレーションの章を参照にして分解し、アルコールなどで清掃するか、適切な洗浄剤や消毒液に浸けて洗浄することが重要です。超音波洗浄を利用するとこびり付いた汚れなどを取り除くのに大変便利です。
- 1000uL までの分注モジュールは PTFE スリーブ付き O リングもしくはリップシールでプランジャーとの気密性を確保しています。O リングもしくはリップシールとプランジャーにグリースを少し塗ってから組み立ててください。マクロモデルの場合は O リングとパレルにグリースを少し塗ってから組み立ててください。
- 不良部品が見つかった場合、純正部品と交換してください。

※ 上部制御ユニット内部へは絶対に液体を入れないでください。


8.2 気密性(エアタイト)の部品交換

正確で、かつ再現性のあるピペッティングには本体内の空気チャンバーの気密性が最も重要になります。

気密性が損なわれるとチップ先端から液だれが起こったり、分注の再現性が著しく低下したりするので、発見は容易です。


8.2.1 マイクロ分注モジュール(PTFE スリーブ) – 2uL から 20uL モデル

- 2, 10, 10Y, 20uL モデルの場合、気密性を確保しているパーツ部分は分解することができません。気密性が問題の場合、バレル全体を交換してください。無理な力をプランジャーやバレルに与えないでください。
- 「オペレーション」の章(Fig. 9)を参考にしながら、上部の制御ユニットから分注モジュールを取り外してください。




8.2.2 マイクロ分注モジュール(O リング、PTFE スリーブ) – 50uL から 100uL モデル

- 気密性や最小限の摩擦、スペアパーツの適合性を保証するために、PTFE スリーブ単体で交換しないでください。バレルアセンブリやプランジャーの交換も同時に行ってください。
- 「オペレーション」の章(Fig. 9)を参考にしながら、上部の制御ユニットから分注モジュールを取り外してください。





8.2.3 マイクロ分注モジュール(リップシール) – 200uL から 1000uL モデル

- 「オペレーション」の章(Fig. 9とFig 9b)を参考にしながら、上部の制御ユニットから分注モジュールを取り外してください。
- シリンダーヘッドのクリップ部分を外し、シリンダーヘッドを取り外してください。
- 手やチップを使用し、リップシールを優しく取り外してください。
- プランジャーをクリーニングし、グリースを少し塗ってください。
- リップ間やリップ外径にも少しだけグリースを塗ってください。
- リップシールをシリンダー内部に組込んでください。その後、シリンダーヘッドをクリップで固定してください。
- 「オペレーション」の章を参考にしながら、分注モジュールを組み立ててください。



8.2.4 マクロ分注モジュール(Oリング) - 2mL から 10mL モデル

- 「オペレーション」の章(Fig. 9a と Fig 10)を参考にしながら、上部の制御ユニットから分注モジュールを取り外してください。
- バレル上のクリップ部分両端を押してボネットからバレルを取り外してください (Fig. 11)。
- プランジャーアセンブリ部分を抜き取ってください。プランジャーロッドを緩めワッシャーとスプリングを取り除いてください。
- 必要に応じて、部品を交換してください。Oリング、ワッシャー、バレル部分にグリースを少し塗ってください。
- プランジャーアセンブリ、バレルとボネット部分を「オペレーション」の章を参考に、組み立ててください。



8.2.5 マルチチャンネル分注モジュール(バレル交換)

- 気密性を確保している O リングはバレルから取り除かないでください。気密性が問題の場合、バレルごと交換してください。
- 「オペレーション」の章(Fig. 12)を参考にしながら、上部の制御ユニットから分注モジュールを取り外してください。
- 先の鋭い工具を使用してカバーにあるクリップ両端を押し、ケーシングを取り除いてください(Fig 13)。
- バレルホルダー下部のクリップ(a)を押し、バレルホルダーを開いてください(b)。
- バレルを取り除いてください。
- 再組み立て前に、プランジャー部分に少しグリースを塗ってください。
- バレルにプランジャーを突き刺すようにして、バレルホルダーを再度組み立ててください。
- バレルが適切にポジショニングされた後、バレルホルダーのクリップを使用して固定してください。
- ケーシングを再度組み立て、カバー上の両端クリップで固定してください。

(注)ケーシング上のポリウムラベル部分とカバー上の Justip™ は常に反対方向にして組み立ててください。




Fig. 12




Fig. 13

8.3 滅菌

下部分注モジュールだけ、本体を分解せずに 121°C、20 分間の繰り返しオートクレーブ滅菌を行うことができます。オートクレーブ滅菌処理を実施する前に、「オペレーション」の章を参考にして、上部制御ユニットから下部分注モジュールを取り外してください。936 モデル(マクロピペット)のみ、オートクレーブ前にノズル保護フィルターが取り除かれているか確認してください。取り除かれていない場合は、ノズルからフィルターを取り除いてください。制御ユニット部に組み立てる前に、室温で完全に冷却乾燥したことを確認してください。使用前に気密性と精度を確認してください。分注精度確保のために、定期的にあるいは少なくともオートクレーブを 50 回かけたら気密性点検を行い、必要であればグリースアップ、部品交換などを行ってください。本体材質は繰り返しのオートクレーブでも精度低下は起こりませんが、部品の色が若干変化する可能性があります。ご了承ください。

9. キャリブレーション

アキュアエレクトロ電動ピペットは ISO8655 基準に基づき、出荷前に厳正に精度検査を実施しています。校正データは本器のマイクロプロセッサに記録します。精度や再現性の値がソコレックス社の仕様から外れている場合(例、定期検査、部品の交換後、液体の密度や温度気圧などの外部パラメーターの変更が生じる等)、キャリブレーションメニューを使用して簡単に再校正を実施することができます。

工場出荷前の検査では、フォワードピペッティングモードで精度検査を実施しています。キャリブレーションはフォワードピペッティングモード、リバースピペッティングモード、ステッパモード、希釈モードで実施可能ですが、タクティルモードでは実施することができません。

※ 本体に装着している分注モジュール以外のものを初めて使用する場合(同じ種類の分注モジュールを使用する時でも)、校正が必要です。少なくとも 1 年に 1 回もしくは内部の規定に基づいて、ピペットの校正を実施することをお薦めします。


9.1 校正値の調節

校正モードでは、QC-CAL で設定された値が工場出荷時に校正された値です。この値は校正値では 0 で表示され、この値から増減して校正値の調節を行います。分注モジュールの容量ごとに増減される値が下記のように異なります。

Volumetric module (lower assembly)	2 µL	10 µL	20 µL	50 µL	100 µL	200 µL	350 µL
Calibration increment	± 0.0005 µL	± 0.0025 µL	± 0.005 µL	± 0.0125 µL	± 0.025 µL	± 0.05 µL	± 0.1 µL
Volumetric module (lower assembly)	1000 µL	2 mL	5 mL	10 mL			
Calibration increment	± 0.25 µL	± 0.5 µL	± 1.25 µL	± 2.5 µL			

9.2 校正点数について













校正作業は 2 ポイント(最小、最大容量)もしくは 3 ポイント(最小、中間、最大容量)で実施することができます。









9.3 校正方法について

分注精度や再現性がスペックから外れる場合、精密天秤を使用して重量法による校正を実施する必要があります。校正方法は後述する各ステップを参考に実施してください。

9.3.1 校正モードと校正容量の設定について

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
分注終了後の画面 校正を実施する前に、使用した操作モード(フォワードピペッティングモード等)に設定しているか確認してください。		
校正モードに変更 +キーを0.5秒以上押し続け、その後 Mode キーも同時に押してください。 CALibR? とディスプレイ表示が切り替わります。	 >0.5 秒  同時に押す	
校正ポイントの選択 CALibR? とディスプレイに表示された後、 Set キーを押してください。 V MIN? とディスプレイに表示されます。		
+と-キーを使用し、設定した校正ポイントの画面を表示させます。 V MIN? ... 最小容量の設定 V MID? ... 中間容量の設定 V MAX? ... 最大容量の設定	 	 
設定したい画面が表示された状態で、 Set キーを押すと画面が QC_CAL? と表示され、選択したポイントの校正値調節画面に移動します。 ※ QC-CAL? と表示される場合は、工場出荷時の校正値から変更していない場合に表示されます。この値を変更した場合、前回入力された校正値が表示されます。 (次頁へつづく)		



9.3.2 校正値の調節について

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
校正値の調節 前頁で校正ポイントを選択した後、校正値を調節します。 校正値の調節は、工場出荷時の値からどれくらい増減させるかで調整します。＋と－キーを使用し、値を調節してください。容量ごとの調整単位については「9.1.校正値の調節」を参照。 (例) 1000uL モデルで容量を 0.75uL 減らす場合、 0.25uL x -3		
設定した値で良い場合、 Set キーを押して値を確定してください。設定した値が表示されます。		
分注モードへ戻る Mode キーを押すと分注モードへ戻ります。他の校正ポイントも校正値の調節をする場合、繰り返し同じ作業を実施してください。		

※ アクセサリーとして新しい分注モジュールを購入し初めて使用する場合、キャリブレーションを実施してください。この作業で、制御ユニットに分注モジュールの容量と操作モードごとの値を記録させることができます。

10. トラブルシューティング

10.1 エラーメッセージ






LCD ディスプレイ	原因	対策
	プランジャー動作不全	「オペレーション」の章を参考に分注モジュールを取り外し、プランジャーをクリーニングしてください。 本器をリセットしてください
	組立時にプランジャーロッドが制御ユニットに固定されていない	「オペレーション」の章を参考にプランジャーロッドを制御ユニットへ適切に固定してください。本器をリセットしてください。 エラーが改善しない場合、販売店様へご連絡してください。
	設定されている容量とプランジャーの動作に狂いあることを検知	本器をリセットしてください。 エラーが頻繁に発生する場合、販売店様へご連絡してください。
	組立時にプランジャーロッドが制御ユニットに固定されていない	「オペレーション」の章を参考にプランジャーロッドを制御ユニットへ適切に固定してください。本器をリセットしてください。 エラーが改善しない場合、販売店様へご連絡してください。
	ピペッティング作業中に分注モジュールを取り外した	本器をリセットしてください。 分注モジュールを制御ユニットに装着後、「5.4.分注モジュールの設定」をしてください。
	希釈モードでのみ表示。設定された最大容量が最大吸引容量を超えた	本器をリセットしてください。

10.2 本器のリセット

10.2.1 エラーメッセージ1, 2, 3の時

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
<u>エラーメッセージ表示</u>		
Set キーを押してください。 PURGE? 画面に表示が切り替わります。		
リセット動作 スタートボタンをダブルクリックしてください。	 ダブルクリック	

10.2.2 エラーメッセージ4の時

操作方法	キー	LCD ディスプレイ
<u>エラーメッセージ表示</u> 希釈モードの時のみ表示されます。		
Set キーを押してください。希釈モードの容量設定画面に表示が切り替わります。		
<u>正しい容量の再設定</u> +と-キーを使用し、新しい容量を設定し直してください。	 	

10.2.3 その他のエラー、トラブルについて

状況	考えられる原因	対処法
バッテリーが制御ユニットに付かない	4.8V仕様のバッテリーではない	4.8V仕様のバッテリーに交換してください。
バッテリーが充電されない(赤LED点灯)	4.8V仕様のバッテリーもしくは充電スタンドではない	4.8V仕様のバッテリー、充電スタンドに交換してください。
充電スタンドの赤LEDが点灯しない	バッテリーが充電スタンドに正しくセットされていない	バッテリーが正しく充電スタンドにセットされているか確認してください。
充電器が充電スタンドに付けられない	充電器が4.8V仕様ではない	4.8V仕様の充電器を使用してください。
ディスプレイ表示されない	本器がスタンバイモードである	スタートボタンをクリックしてください。
	バッテリーに問題	再充電してください。充電できない場合、バッテリーを交換してください。
LCDディスプレイが付いているがスタートボタンを押しても動作しない	分注モジュールが正しくセットされていない	分注モジュールを確認してください。
本器のパフォーマンスが良くない	気密性が悪い	チップが適切に付いているか確認。本器に適合するチップを使用してください。ノズルコーンをチェックしてください。損傷がある場合、交換してください。分注モジュール内部のOリング、PTFEスリーブやリップシールを必要に応じて交換してください。
	校正されていない	「キャリブレーション」の章を参考に再校正してください。
	粘度性溶液、揮発性溶液やサンプルの温度が20~25°Cでない溶液を分注	特定の溶液や温度を参考に再校正を実施してください。
バッテリー寿命の低下	バッテリー損傷	バッテリーを交換してください。
	分注モジュールの摩擦が大きい	分注モジュールをクリーニングしてください。
間違った容量を排出	分注モジュールや容量設定エラー	パラメーターが適切に設定されているか確認
長時間分注、プランジャー動作の不規則	プランジャーが汚れている	分注モジュールを分解し、クリーニングとグリースアップしてください。
	モータードライブが故障	販売店様へご連絡してください。

11. 仕様

Acura® electro 926 XS (reduced length)

Volume μL	Division μL	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style
		Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	
0.1 – 2	0.01	<+/- 2.5 % ¹	<+/- 1.2 %	<+/- 0.9 %	< 2.5 % ¹	< 1.5 %	< 0.8 %	Ultra 10 μL
0.5 – 10	0.05	<+/- 1.2 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.5 % ²	< 0.7 %	< 0.35 %	Ultra 10 μL
0.5 – 10 Y	0.05	<+/- 1.2 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.7 % ²	< 0.8 %	< 0.4 %	200 μL
1 – 20	0.1	<+/- 1.2 % ²	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 1.2 % ²	< 0.4 %	< 0.3 %	200 μL
2.5 – 50	0.25	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 0.7 % ²	< 0.3 %	< 0.25 %	200 μL
5 – 100	0.5	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.6 %	<+/- 0.5 %	< 0.7 % ²	< 0.3 %	< 0.2 %	200 μL
10 – 200	1.0	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.6 %	<+/- 0.4 %	< 0.6 % ²	< 0.2 %	< 0.15 %	200 μL
50 – 1000	5.0	<+/- 0.8 % ²	<+/- 0.5 %	<+/- 0.4 %	< 0.4 % ²	< 0.15 %	< 0.1 %	1000 μL

Acura® electro 936

Volume mL	Division mL	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style
		Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	
0.1 – 2	0.01	<+/- 1.5 % ²	<+/- 1.0 %	<+/- 0.5 %	< 0.6 % ²	< 0.3 %	< 0.15 %	2 mL
0.25 – 5	0.05	<+/- 1.2 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.5 %	< 0.6 % ²	< 0.3 %	< 0.15 %	5 mL
0.5 – 10	0.05	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.7 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 % ²	< 0.2 %	< 0.15 %	10 mL

Measurements done with nozzle protection filters.

Acura® electro 956 – 8 channels

Volume μL	Division μL	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style
		Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	
0.5 – 10	0.05	<+/- 3.5 % ²	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	< 3.0 % ²	< 0.9 %	< 0.7 %	Ultra 10 μL
2.5 – 50	0.25	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.9 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 % ²	< 0.6 %	< 0.4 %	200 μL
10 – 200	1.0	<+/- 0.9 % ²	<+/- 0.7 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²	< 0.4 %	< 0.25 %	200 μL
20 – 350	5.0	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²	< 0.4 %	< 0.25 %	350 μL

Acura® electro 956 – 12 channels

Volume μL	Division μL	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style
		Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	
0.5 – 10	0.05	<+/- 3.5 % ²	<+/- 1.5 %	<+/- 1.0 %	< 3.0 % ²	< 0.9 %	< 0.7 %	Ultra 10 μL
2.5 – 50	0.25	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.9 %	<+/- 0.8 %	< 1.0 % ²	< 0.6 %	< 0.4 %	200 μL
10 – 200	1.0	<+/- 0.9 % ²	<+/- 0.7 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²	< 0.4 %	< 0.25 %	200 μL
20 – 350	5.0	<+/- 1.0 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 0.6 % ²	< 0.4 %	< 0.25 %	350 μL

テスト条件: 蒸留水使用、ISO8655 準拠、フォワードピペッティングモード

温度環境: 20~25°C 間で±0.5°C の一定温度で測定 1) 0.5μL で測定。2) 最大容量の 10%で測定

Acura® electro 926 (regular length)

Volume Division		Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style	Volumetric module
μL	μL	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid vol.	Max. vol.		
0.1 – 2	0.01	<+/- 3.0 % ¹	<+/- 1.8 %	<+/- 1.5 %	< 3.0 % ¹	< 1.6 %	< 0.9 %	Ultra 10 μL	800.0002
0.5 – 10	0.05	<+/- 2.2 % ²	<+/- 1.1 %	<+/- 0.9 %	< 1.7 % ²	< 0.8 %	< 0.4 %	Ultra 10 μL	800.0010
0.5 – 10 Y	0.05	<+/- 2.2 % ²	<+/- 1.1 %	<+/- 0.9 %	< 2.0 % ²	< 1.0 %	< 0.6 %	200 μL	800.0010Y
1 – 20	0.1	<+/- 2.0 % ²	<+/- 1.0 %	<+/- 0.8 %	< 1.5 % ²	< 0.5 %	< 0.4 %	200 μL	800.0020
2.5 – 50	0.25	<+/- 1.5 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.0 % ²	< 0.4 %	< 0.3 %	200 μL	800.0050
5 – 100	0.5	<+/- 1.5 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.6 %	< 1.0 % ²	< 0.35 %	< 0.25 %	200 μL	800.0100
10 – 200	1.0	<+/- 1.5 % ²	<+/- 0.8 %	<+/- 0.5 %	< 0.7 % ²	< 0.3 %	< 0.2 %	200 μL	800.0200
50 – 1000	5.0	<+/- 1.5 % ²	<+/- 0.7 %	<+/- 0.5 %	< 0.5 % ²	< 0.25 %	< 0.15 %	1000 μL	800.1000

テスト条件: 蒸留水使用、ISO8655 準拠、フォワードピペッティングモード

温度環境: 20~25°C 間で±0.5°C の一定温度で測定 1) 0.5μL で測定。2) 最大容量の 10%で測定

※ ソコレックス純正チップを使用して測定しています。粘度のある溶液や発泡性溶液は上記で記載された値から外れる可能性があります。

製品仕様は予告なしに改訂される場合があります。

上記の測定値はフォワードピペッティングモードで測定しました。他の操作モードで小さい差異が生じることがあります。より良い結果のを得るには、操作モードごとに再校正を実施することをお勧めします。

12. アクセサリー

12.1 ピペット製品

Acura eletro 926 グラブ チャンネルマイクロピペット (短いシャ

分注容量 (uL)	最小可変容 (uL)	チップスタイル	ベーシックパ ッケージ型番	ピペット単体型
0.1 ~ 2	0.01	Ultra 10	uL926.0002	U 926.0002
0.5 ~ 10	0.05	Ultra 10	uL926.0010	U 926.0010
0.5 ~ 10	0.05	200uL	926.0010	YU 926.0010
1 ~ 20	0.1	200uL	926.0020	U 926.0020
2.5 ~ 50	0.25	200uL	926.0050	U 926.0050
5 ~ 100	0.5	200uL	926.0100	U 926.0100
10 ~ 200	1.0	200uL	926.0200	U 926.0200
50 ~ 1000	5.0	1000uL	926.1000	U 926.1000

Acura eletro 936 グラブ チャンネルマイクロピペット

分注容量 (mL)	最小可変容 (mL)	チップスタイル	ベーシックパ ッケージ型番	ピペット単体型
0.1 ~ 2	0.01	2 mL	936.02 U	936.02
0.25 ~ 5	0.025	5 mL	936.05 U	936.05
0.5 ~ 10	0.05	10 mL	936.10 U	936.10

Acura eletro 956 グラブ チャンネルマイクロピペット

分注容量 (uL)	最小可変容 (uL)	チップスタイル	ベーシックパ ッケージ型番	ピペット単体型
0.5 ~ 10	0.05	Ultra 10	uL956.08.01	0 U956.08.01
2.5 ~ 50	0.25	200uL	956.08.05	0 U956.08.05
10 ~ 200	1.0	200uL	956.08.20	0 U956.08.20
20 ~ 350	5.0	350uL	956.08.35	0 U956.08.35

Acura eletro 956 グラブ チャンネル12マイクロピペット

分注容量 (uL)	最小可変容 (uL)	チップスタイル	ベーシックパ ッケージ型番	ピペット単体型
0.5 ~ 10	0.05	Ultra 10	uL956.12.01	0 U956.12.01
2.5 ~ 50	0.25	200uL	956.12.05	0 U956.12.05
10 ~ 200	1.0	200uL	956.12.20	0 U956.12.20
20 ~ 350	5.0	350uL	956.12.35	0 U956.12.35

ピペット単体の付属	ピペット本体 (バッテリー付)、サンQC証明書、取扱説明書
ベーシックパッケージの	ピペット本体 (バッテリー付)、予備用個パック、サンプルチップ3本、掛充電スタンド、充電器、取扱説明書

12.2 交換用分注モジュール – アクセサリ

分注モジュール	タイ容量	チップスタ	イル型番
短いシャフト	0.1 ~ 2 uL	Ultra 10uL	800.0002XS
	0.5 ~ 10uL	Ultra 10uL	800.0010XS
	0.5 ~ 10uL	200uL	800.0010YXS
	1 ~ 20 uL	200uL	800.0020XS
	2.5 ~ 50uL	200uL	800.0050XS
	5 ~ 100 uL	200uL	800.0100XS
	10 ~ 200uL	200uL	800.0200XS
	50 ~ 1000uL	1000uL	800.1000XS
標準シャフト	0.1 ~ 2uL	Ultra 10uL	800.0002
	0.5 ~ 10uL	Ultra 10uL	800.0010
	0.5 ~ 10uL	200uL	800.0010Y
	1 ~ 20 uL	200uL	800.0020
	2.5 ~ 50uL	200uL	800.0050
	5 ~ 100uL	200uL	800.0100
	10 ~ 200uL	200uL	800.0200
	50 ~ 1000uL	1000uL	800.1000

分注モジュール	タイ容量	チップスタ	イル型番
マクロ	0.1 ~ 2mL	2mL	800.2000
	0.25 ~ 5mL	5mL	800.5000
	0.5 ~ 10mL	10mL	800.10000


分注モジュール	タイ容量	チップスタ	イル型番
8チャンネル	0.5 ~ 10uL	Ultra 10uL	800.08.010
	2.5 ~ 50uL	200uL	800.08.050
	10 ~ 200uL	200uL	800.08.200
	20 ~ 350uL	350uL	800.08.350
12チャンネル	0.5 ~ 10uL	Ultra 10uL	800.12.010
	2.5 ~ 50uL	200uL	800.12.050
	10 ~ 200uL	200uL	800.12.200
	20 ~ 350uL	350uL	800.12.350

12.3 充電スタンド、充電器 – アクセサリ

型番	説明	梱包
900.920.48	アキュラエレクトロ交換バッテリー 4.8V ブルー	1個/pk
900.922.48	アキュラエレクトロ交換バッテリー 4.8V ブルー	2個/pk
320.903.48	アキュラエレクトロ3本掛充電スタンド	1個/pk
320.913.48	アキュラエレクトロバッテリー専用3本掛充電スタンド	1個/pk
900.901.48U	アキュラエレクトロ用4.8V充電器, 100-240V	1個/pk
322.05	936.02、936.05用ノズル保護フィルター	250個/pk
320.10	936.10用ノズル保護フィルター	100個/pk
1.835.631	936.02用パスツールピペットアダプタ	1個/pk
1.835.633	936.05用パスツールピペットアダプタ	1個/pk

13. 分注モジュールの分解図

13.1 アキュラエレクトロ 926XS シリーズ(短いシャフト)




番号	商品名
12	サークリップ
13	プランジャー
14	リング
15	スプリング
16	スリーブ(バレルアセンブリに組込)

番号	商品名
17	Oリング(50uL,100uL)、リップシール(200uL, 1000uL)
18	バレルアセンブリ
19	イジェクター
20	イジェクターナット
21	バレルアセンブリに組込

13.2 アキュラエレクトロ 926 シリーズ(レギュラーシャフト)



Regular Veright volumetric module
2 - 10 - 107 - 20 µL all other sizes



番号	商品名
12	サークリップ
13	プランジャー
14	リング
15	スプリング
16	PTFEスリーブ

番号	商品名
17	Oリング
18	バレル
19	イジェクター
20	イジェクターナット



13.3 アキュラエレクトロ 936 シリーズ



番号	商品名
12	サークリップ
13	プランジャー
15	スプリング
17	Xリング
18	バレル
20	インジェクターナット

番号	商品名
21	プランジャーロッド
22	上部ワッシャー
23	下部ワッシャー
24	インジェクターキャップ
25	ボネット
26	インジェクタースクリュー

13.4 アキュラエレクトロ 956 シリーズ



番号	商品名
27	カバーサブアセンブリ
28	スモールバー
29	プラジャーアセンブリ
30	バレル
31	ケーシング
32	バレル用Oリング

保証規定

- ・正常な使用状態において故障が生じた場合、お買い上げ日より1年間無償修理いたします。
- ・次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - (1) 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - (2) 本品納入後の移動や輸送あるいは落下による故障。
 - (3) 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - (4) 接続している他の機器が原因による故障。
 - (5) 車両・船舶等での使用による故障。
 - (6) 消耗部品、付属部品の交換。
 - (7) 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日がない場合、及び保証書の提示がない場合。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内における正常な使用状態での故障は左記保証規定により修理いたします。

商品名	Acura electro電動ピペット
型番	Acura electro 926, 936, 956シリーズ
保証期間	お買い上げから1年間
ご購入日	年 月 日

■ 商品についてのお問い合わせは

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-15-5

電話: 06-4801-7751 Fax: 06-6358-5580 www.nikko-hansen.jp

初版 : 2011 年 5 月 31 日作成